



**PRODUCTOS ESPECIALIZADOS QUE PREVIENEN Y MEJORAN CICATRICES**



# VIT PRAGMA

## SUPLEMENTO BIOTECNOLÓGICO

### Innovación para una buena cicatrización y regeneración de tejidos

VIT PRAGMA es un bioactivador celular avanzado, formulado con factores de regeneración obtenidos de nutrientes bioactivos esenciales.

Su composición altamente especializada estimula la reparación tisular, acelerándola, optimiza la respuesta inmunológica y promueve la **MEJORÍA SIGNIFICATIVA** de las **HERIDAS, LESIONES, CICATRICES Y REGENERACIÓN DE TEJIDOS**

#### **1 ESTIMULA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO:**

Vit Pragma contiene ingredientes que fortalecen el sistema inmunológico, lo cual es crucial para una rápida y efectiva cicatrización de heridas.

#### **2 ACELERA LA REGENERACIÓN CELULAR:**

Los componentes biotecnológicos de Vit Pragma están diseñados para acelerar la regeneración celular, ayudando a que las heridas cicatricen más rápido y de manera más eficiente.

#### **3 REDUCE LA INFLAMACIÓN:**

La inflamación es un proceso natural del cuerpo para sanar, pero en exceso puede dificultar la cicatrización. Vit Pragma ayuda a reducir la inflamación, promoviendo una recuperación más rápida.

#### **4 MEJORA LA CALIDAD DE LA PIEL:**

Al mejorar la nutrición celular, Vit Pragma ayuda a que la nueva piel se regenere con mejor calidad, reduciendo la posibilidad de cicatrices visibles.

#### **5 PROMUEVE LA PRODUCCIÓN DE COLÁGENO:**

El colágeno es esencial para la reparación de la piel. Vit Pragma estimula la producción de colágeno, mejorando la elasticidad y firmeza de la piel en las áreas afectadas.

#### **6 PROTEGE CONTRA INFECCIONES:**

Un sistema inmunológico fortalecido también significa mejor protección contra infecciones, lo cual es vital para evitar complicaciones en el proceso de cicatrización.



# LÉGER

## PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CICATRICES

### Regenerador formulado

Es un regenerador dérmico avanzado diseñado para optimizar la cicatrización y restaurar la integridad de la piel en pacientes que sufrieron heridas, quemaduras y cicatrices. Su fórmula innovadora combina hidratantes bioactivos, moduladores de colágeno y tecnología de liberación prolongada, con un ingrediente clave:

#### Factor de Crecimiento Epidérmico:

Un potente bioactivo que estimula la regeneración celular, acelerando la reparación de los tejidos, Previniendo y reduciendo la formación de cicatrices hipertróficas y queloides.

1

#### ACELERAR LA REGENERACIÓN:

Estimula la curación y restauración natural de la piel por encima de cualquier otro producto.

2

#### HIDRATA Y PROTEGE:

Mejora la capa superficial de la piel, manteniendo las moléculas de agua en equilibrio.

3

#### REDUCE LA COMEZÓN Y LA IRRITACIÓN:


Alivia el malestar de picazón y ardor asociado a las cicatrices.

4

#### ESTABILIZA EL COLÁGENO:

Mejora la apariencia y color de cicatrices queloides e hipertróficas.

**LEGER** absorbe agua del ambiente para aumentar la hidratación, propiciando las condiciones adecuadas para una regeneración de tejidos y estabilización de las fibras colágenas y elásticas. De este modo evitas deformaciones y cambios de color en la cicatriz. Su tecnología avanzada hace que los activos se liberen de manera gradual permaneciendo más tiempo en la piel.



# LÁMINA DE SILICONA

## PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CICATRICES

**Eficiencia comprobada:** Existen varios estudios que demuestran la eficacia de las láminas de silicona en la mejora de cicatrices, siendo una opción respaldada por la ciencia.

**¿Cómo se usan?**

Las láminas de silicona suelen aplicarse sobre la cicatriz limpia y seca, durante varias horas al día, preferiblemente por la noche.

### 1 PREVENCIÓN DE QUELOIDES Y CICATRICES HIPERTRÓFICAS:

Ayudan a prevenir la formación de cicatrices gruesas o elevadas (queloides) y cicatrices que crecen más allá del área de la herida (hipertólicas).

### 2 CUIDADO POSTOPERATORIO:

Después de una cirugía, estas láminas pueden aplicarse para suavizar y aplanar la cicatriz.

### 3 MEJORA DE LA ELASTICIDAD DE LA PIEL:

También ayudan a mejorar la elasticidad de la piel, lo que es útil en cicatrices de quemaduras o lesiones.

### 4 HIDRATACIÓN:

Al crear una capa sobre la cicatriz, retienen la humedad en la piel, lo que favorece el proceso de curación y evita que la cicatriz se seque y se haga más notoria.

### 5 ALIVIO DEL DOLOR Y PICAZÓN:

Ayudan a aliviar el picor y la incomodidad asociados con las cicatrices.

### 6 FÁCIL DE USAR:

Son simples de aplicar y se pueden usar durante el día o la noche. Son flexibles y se adaptan a la forma del cuerpo, lo que las hace cómodas.

**Consideraciones:**

**Duración del tratamiento:** La efectividad depende de la constancia en su uso. Se deben usar durante un período prolongado (entre 6 a 12 semanas, dependiendo de la cicatriz).



# LÁMINA REFORZADA

## PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CICATRICES

Las Láminas Reforzadas Med Plastic están diseñadas para el manejo terapéutico de cicatrices, especialmente en pacientes que requieren presión controlada y protección constante durante su proceso de recuperación.

Su estructura reforzada aporta estabilidad, resistencia y confort, permitiendo un uso seguro y prolongado.

Son especialmente útiles en el tratamiento de cicatrices por quemaduras y procesos reconstructivos, ayudando a proteger la zona tratada y controlar el desarrollo cicatricial de manera más eficaz.

**1** ESTRUCTURA REFORZADA PARA MAYOR RESISTENCIA Y ESTABILIDAD

**2** CONTRIBUYEN A UNA PRESIÓN UNIFORME SOBRE LA CICATRIZ

**3** FAVORECEN LA PROTECCIÓN Y EL CONTROL DEL PROCESO CICATRICIAL

**4** INDICADAS PARA TRATAMIENTOS PROLONGADOS

**5** USO BAJO INDICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE UN PROFESIONAL DE LA SALUD.

**6** FÁCIL DE USAR:



# DIABEPROTECPIE

## ULTRA HIDRATANTE ESPECIAL PARA PIE DIABÉTICO

El tratamiento más especializado para la protección del pie diabético y prevención de amputaciones.

Con **NANOSOMAS REGENERADORES**, una tecnología avanzada que ayuda a regenerar y proteger la piel en profundidad.

Hiperhidratación inteligente no solo hidrata, mantiene la humedad por más tiempo evitando heridas y amputaciones.

Formulación clínica (urea10%) concentración efectiva para pieles de alto riesgo.



### BENEFICIOS

- Especialmente formulado para evitar amputaciones en los pacientes diabéticos.
- Hidratación de larga duración para evitar fisuras, grietas y complicaciones.
- Mejora la elasticidad y el confort de la piel.
- Ideal para piel diabética y/o extremadamente seca.
- Textura de rápida absorción.



# REPAIR BLOCK

## BLOQUEADOR FORMULADO

Para pieles ultra sensibles y con cicatrices

Es un bloqueador solar especializado para pieles con cicatrices, pieles sensibles y delicadas que atraviesen algún proceso de cicatrización reciente o antiguo. Ayuda a mantener la barrera natural de la piel, evitando que se deshidrate y protegiéndola de agresores externos, como el sol y la contaminación.

Textura ligera y no comedogénica: Está diseñado para no obstruir los poros, lo cual es clave para quienes tienen piel sensible o propensa al acné.



1

### MODO DE USO

Se debe aplicar generosamente sobre la piel antes de la exposición al sol, aproximadamente 20 a 30 minutos antes, para permitir que el producto se absorba correctamente.

2

### REAPLICACIÓN

Es importante reaplicar cada 2 horas, o más si se está nadando o sudando, para mantener la protección durante todo el día.

3

### CANTIDAD RECOMENDADA

Una cantidad suficiente es clave para obtener la protección adecuada.



# HIDRAX

## ULTRAHIDRATANTE CON TECNOLOGÍA REGENERATIVA

### Innovación para una buena cicatrización y regeneración de tejidos

Hidrata la piel sensible y ultrasensible. Ideal para zonas que han sufrido alguna lesión ya cicatrizada. Elaborada con ingredientes de última generación. Regulariza la producción de colágeno, evita la sequedad y protege la piel de factores externos.

Proporciona una hidratación profunda sin alterar la barrera cutánea. Ayuda a restaurar la humedad que la piel pierde durante el día, manteniendo la piel suave y flexible.

#### 1 HIDRATACIÓN PROFUNDA Y DURADERA

Las personas con diabetes pierden más humedad en la piel. Hidratantes con glicerina o ácido hialurónico retienen el agua, brindando hidratación profunda, duradera y ayudando a mantener la piel suave y flexible.

#### 2 MEJORA LA FUNCIÓN BARRERA

La piel con diabetes tiende a resecarse y debilitar su barrera natural. Hidratantes con ceramidas y esfingolípidos refuerzan la barrera cutánea, evitando la pérdida de agua y protegiendo contra irritaciones.

#### 3 REDUCCIÓN DE LA SEQUEDAD Y LA DESCAMACIÓN

La sequedad extrema en personas con diabetes es común por cambios circulatorios y renales. Hidratantes con urea o manteca de karité hidratan, mejoran la retención de agua y reducen la descamación.

#### 4 ALIVIO DE LA IRRITACIÓN Y ENROJECIMIENTO

Las personas con diabetes tienen mayor riesgo de infecciones y mala cicatrización. Hidratantes con pantenol mantienen la piel sana, favorecen la regeneración celular y crean un entorno adecuado para la curación.

#### 5 PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES DÉRMICAS

La diabetes mal controlada aumenta el riesgo de dermatitis e infecciones. Un buen hidratante fortalece la piel, mejora su función, previene complicaciones y ayuda a mantenerla saludable y protegida.

#### 6 HIDRATACIÓN SIN IRRITACIÓN

Los hidratantes para personas con diabetes deben ser suaves, sin fragancia ni ingredientes agresivos que irriten la piel sensible.



# EXFOLIEX

## CUIDADO DE LA PIEL ULTRASENSIBLE

Revitaliza / combate impurezas

EXFOLIEX es una crema exfoliante de textura granulada, que actúa removiendo las células muertas de la superficie de la piel.

EXFOLIEX estimula la regeneración celular y la microcirculación sanguínea de la superficie. Por todo ello, la piel retoma su suavidad e hidratación, gracias a su acción como exfoliante.

### 1 MEJORA LA TEXTURA DE LA PIEL:

Ayuda a que la piel se vea más suave, luminosa y uniforme. Al eliminar las células muertas, se estimula la regeneración celular, lo que puede mejorar la textura de la piel y darle un aspecto más fresco y saludable.

### 2 PREVIENE OBSTRUCCIÓN DE POROS:

La acumulación de células muertas y residuos puede obstruir los poros, lo que puede provocar brotes, puntos negros o acné. Al exfoliar suavemente la piel, se evita la acumulación de estas impurezas y se reduce el riesgo de aparición de brotes, lo cual es especialmente beneficioso para las personas con piel sensible propensa al acné.

### 3 ESTIMULA LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA:

La exfoliación suave puede ayudar a estimular la circulación sanguínea en la piel, lo que contribuye a una mejor oxigenación y nutrición de las células. Esto favorece una piel más saludable y radiante.

### 4 MEJOR LA ABSORCIÓN DE PRODUCTOS:

Al eliminar la capa de células muertas, la piel puede absorber de manera más eficiente los productos de cuidado posterior, como serums, cremas hidratantes o tratamientos antiarrugas. Esto maximiza la efectividad de los productos de cuidado de la piel que apliques después.

### 5 REDUCE LA APARICIÓN DE MANCHAS:

Ayuda a reducir la pigmentación irregular o manchas oscuras (hiperpigmentación), especialmente en pieles sensibles a la exposición solar o a irritaciones, promueve la renovación celular y la eliminación de las células pigmentadas.

### 6 Ayuda a equilibrar la piel sensible:

Si bien la exfoliación es comúnmente conocida por eliminar impurezas, también puede ayudar a equilibrar la producción de sebo, lo cual es útil tanto para piel seca como para piel con tendencia grasa. Al remover el exceso de células muertas, la piel sensible puede respirar mejor y mantener su balance natural.



# SCAR CLEAN JABÓN DERMOLIMPIADOR

## CUIDADO DE LA PIEL ULTRASENSIBLE

Limpia impurezas y revitaliza la piel

Es un producto utilizado para lavar e higienizar constantemente la piel sensible y ultrasensible, aportando beneficios para mejorar y mantener una piel limpia e hidratada

**1**

IDEAL PARA PIEL SENSIBLE Y ULTRASENSIBLE

**2**

ELIMINA RESIDUOS, IMPUREZAS, MAQUILLAJE Y LA GRASA NATURAL QUE PRODUCIMOS.

**3**

ESTIMULA LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA:

**4**

MEJORA LA ABSORCIÓN DE PRODUCTOS:



# NUESTROS CASOS



# PRENDA COMPRESIVA COMPUTARIZADA

La presoterapia es una técnica terapéutica que combina la compresión controlada de prendas elásticas con los principios de presión.

## PressureScar

Sensores incorporados monitorean la presión de la prenda en tiempo real para garantizar que el tratamiento sea 100% efectivo y personalizado de acuerdo al tipo de cicatriz.



### Medición Precisa de la Presión

PressureScar garantiza que cada prenda compresiva ejerza la presión exacta necesaria para prevenir la formación de queloides y asegurar una cicatrización adecuada, analizando con inteligencia artificial periódicamente la presión necesaria para la prevención y/o tratamiento.



### Prendas Personalizadas y Ajustables:

Nuestras prendas se confeccionan a medida, garantizando un ajuste perfecto para cada paciente.

Realizamos ajustes periódicos para mantener la presión óptima a medida que el paciente progresa en su tratamiento.



### Soporte Continuo y Atención Personalizada:

Ofrecemos seguimiento personalizado para cada paciente, asegurando que reciban el mejor soporte durante todo su tratamiento. Nuestro equipo de especialistas estará disponible para realizar ajustes y responder a cualquier inquietud.



### Larga Durabilidad





# PRODUCTOS QUE PREVIENEN Y MEJORAN CICATRICES

